



Π. Ζαφειρόπουλος α.ε.

Διαγνωστικά - Δομικά

ΑΘΗΝΑ: 21^ο χλμ Λ.Λαυρίου 19400 Κορωπί – Τηλ. 2111021600 -10 – FAX: 210 6644889

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 7ο χλμ Μουδανιών - Θεσσαλονίκης 542 10 Τ.Θ. 170 94 – Τηλ. 2310 472441 - FAX: 2310 472899

Προδιαγραφές για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος – CPV: 33696100-6»

ΚΑΤ. ΣΤ. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

1. ΣΥΦΙΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Πλήρες κιτ RPR SYPHILIS. Το RPR αντιγόνο που χρησιμοποιείται στο κιτ να είναι μια τροποποίηση του VDRL αντιγόνου που περιέχει μικροσωματίδια κάρβουνου για να ενισχύσει την οπτική διαφορά μεταξύ θετικού και αρνητικού αποτελέσματος. Το κιτ να περιέχει θετικό και αρνητικό μάρτυρα, κάρτες μίας χρήσεως, βελόνα διανομής για την προσθήκη RPR αντιγόνου, φιαλίδιο μεταφοράς αντιγόνου και τις ανάλογες ράβδους ανάδευσης μίας χρήσης. Αποτέλεσμα σε 8 λεπτά. Το κιτ να φέρει CE mark.